



Anello Neoprene Antifreddo Nero

Codice GEF (SKU) **32476**

EAN / GTIN **50707387365474**

Confezione **1**

3M™ Littmann® Anello in neoprene per stetoscopi. • Codice 3M: 36547 • Per: Classic II Infant • Colore: nero • Confezione da 5 pezzi

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

50707387365474

CODICE GEF

32476



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697