



## Duofono "Wan Plus" Lira

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **32506**EAN / GTIN **8023279325065**Confezione **1**

Duofono WAN PLUS pediatrico - LATEX FREE - nero con archetto a molla interna, tubo di eccellente qualità e 2 paia di olive morbide di diversa misura di colore coordinato. Padiglione in lega di zinco cromata, anello di fissaggio in plastica, archetto con molla esterna, tubo in PVC in tinta con ghiera antibivido. Garantiscono ottime prestazioni acustiche. Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm Lunghezza tubo: 63 cm.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32506	nero	8023279325065	1
32511	rosa	8023279325119	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C9005**

EAN / GTIN

**8023279325065**

CODICE GEF

**32506**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697