



Fonendoscopio Neonatale Wan

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) **32508**EAN / GTIN **8023279325089**Confezione **1**

Il fonendoscopio neonatale GIMA Wan ha una testina di dimensioni ridotte studiata per l'auscultazione del neonato e del lattante. Padiglioni morbidi e tubo flessibile garantiscono comfort e una resa acustica nitida; disponibile in più colori. I dati tecnici e di conformità completi sono riportati nelle schede dedicate qui sotto.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32508	Rossa	8023279325089	1
32509	Grigia	8023279325096	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325089

CODICE GEF

32508

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697