



Duofono "Wan" Lira

Dispositivo medico

Classe I

5 varianti

Codice GEF (SKU) **32513**EAN / GTIN **8023279325133**Confezione **1**

Duofono WAN pediatrico - LATEX FREE - azzurro Padiglione in lega di zinco cromata, anello in plastica avvitato, archetto a molla esterna e tubo in PVC con colore coordinato alla ghiera antibivido. Garantisce delle ottime prestazioni acustiche. Padiglione: Ø 35 mm, campana Ø 30 mm. Lunghezza tubo: 63 cm. Fornito in scatola di cartone.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32513	PEDIATRICO "WAN" - lira azzurra	8023279325133	1
32515	PEDIATRICO "WAN" - lira rossa	8023279325157	1
32574	"WAN" - lira nera	8023279325744	1
32575	"WAN" - lira blu	8023279325751	1
32576	"WAN" - lira bordeaux	8023279325768	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325133

CODICE GEF

32513

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697