



Stetoscopio Linux Lira

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **32518**EAN / GTIN **8023279325188**Confezione **1**

STETOSCOPIO LINUX - blu Fonendoscopio con padiglione in leggera lega di zinco e finiture satinare. La speciale progettazione garantisce risultati migliori attraverso la pressione del retro della testina. Ghiera antibivido per un migliore confort del paziente. Archetto fisso in acciaio inox con angolatura di 15° per un maggior comfort, anche acustico. Tubo in PVC morbido e flessibile.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32518	blu	8023279325188	1
32524	nero	8023279325249	1
32529	rosso	8023279325294	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325188

CODICE GEF

32518

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697