



Fonendoscopio a Doppia Campana Duofono Classic

Dispositivo medico

Classe I

10 varianti

Codice GEF (SKU) **32531**EAN / GTIN **8023279325317**Confezione **1**

Il fonendoscopio GIMA Duofono Classic a doppia campana (diaframma e campana) consente l'auscultazione di toni a bassa e alta frequenza nel paziente adulto. Testina in acciaio, padiglioni morbidi e ampia scelta di colori. I dati tecnici e di conformità completi sono riportati nelle schede dedicate qui sotto.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32531	Verde scuro	8023279325317	1
32532	Arancione	8023279325324	1
32533	Azzurra	8023279325331	1
32534	Nera	8023279325348	1
32535	Bordeaux	8023279325355	1
32536	Blu	8023279325362	1
32537	Verde	8023279325379	1
32538	Rossa	8023279325386	1
32539	Rosa	8023279325393	1
32541	Lilla	8023279325416	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325317

CODICE GEF

32531

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697