



## Stetoscopio Regalite Veterinaria

Codice GEF (SKU) **32545**  
EAN / GTIN **8023279325454**  
Confezione **1**

Stetoscopio di alta qualità a padiglione singolo. Sistema acustico multi-frequenza "ring-o-raised™" brevettato. Padiglione cromato con membrana interna fluttuante ed esclusivo sistema "due tubi in uno", latex free. Fornito in scatola deluxe, foderata, con olive morbide e membrana di ricambio. Caratteristiche tecniche • Lunghezza lira 90 cm

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza lira 90 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279325454**

CODICE GEF

**32545**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697