



## Duofono "Classic Cardiologico" Lira

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) **32550**EAN / GTIN **8023279325508**Confezione **1**

STETOSCOPIO CARDIOLOGICO CLASSIC - blu Questo modello combina l'eccellenza acustica con una grande durata. Le sue caratteristiche innovative comprendono: - testa in acciaio inossidabile (Ø 33-44 mm) con campana a forma di cono per le basse frequenze - archetto in acciaio inossidabile con doppia molla interna - membrana di grande sensibilità per amplificare i suoni

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32550	blu	8023279325508	1
32551	bordeaux	8023279325515	1
32552	nero	8023279325522	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C9005**

EAN / GTIN

**8023279325508**

CODICE GEF

**32550**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697