



Duofono "Trad Pediatrico"

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32555**EAN / GTIN **8023279325553**Confezione **1**

STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE · Duofono TRAD - pediatrico - nero STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili. Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico). Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325553

CODICE GEF

32555

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697