



Fonendo "Trad Pediatrico"

Dispositivo medico

Classe I

2 varianti

Codice GEF (SKU) 32557

EAN / GTIN 8023279325577

Confezione 1

STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE · Fonendoscopio TRAD - pediatrico - rosa STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili. Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico). Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne).

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32557	rosa	8023279325577	1
32559	azzurra	8023279325591	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325577

CODICE GEF

32557



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697