



## Fonendo "Trad" Lira

Dispositivo medico

Classe I

6 varianti

Codice GEF (SKU) **32558**EAN / GTIN **8023279325584**Confezione **1**

STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE · Fonendoscopio TRAD - verde scuro STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili. Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico). Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne).

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32558	blu	8023279325584	1
32560	giallo	8023279325607	1
32561	nero	8023279325614	1
32562	rosso	8023279325621	1
32563	verde scuro	8023279325638	1
32564	viola	8023279325645	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C9005**

EAN / GTIN

**8023279325584**

CODICE GEF

**32558**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697