



## Duofono "Trad" Lira

Dispositivo medico

Classe I

4 varianti

Codice GEF (SKU) 32565

EAN / GTIN 8023279325652

Confezione 1

STETOSCOPI TRAD - SENZA LATTICE · Duofono TRAD - nero  
STETOSCOPI TRAD: per adulti o pediatrici Stetoscopi tradizionali in alluminio, leggeri e affidabili. Padiglione Ø 43,5 mm (Ø 35 mm per modello pediatrico). Campana Ø 30 mm (Ø 26,5 mm per modello pediatrico) (dimensioni esterne).

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32565	blu	8023279325652	1
32566	nero	8023279325669	1
32567	rosso	8023279325676	1
32568	verde scuro	8023279325683	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325652

CODICE GEF

32565



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697