



Fonendo "Wan" Lira

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 32569

EAN / GTIN 8023279325690

Confezione 1

Fonendo WAN adulti - nero - latex free Linea classica con padiglione in lega cromato, anello a vite in plastica, archetto con molla esterna, finiture in PVC in tinta con la lira con ghiera antibrivo. Prodotto con performance acustiche eccellenti. Padiglione: Ø 45 mm. Lunghezza tubo: 63 cm, diametro interno 4,2 mm, esterno 8 mm. Confezionato in scatola di cartone. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, HR, GR, BG, RO, PL, HU, SE, FI, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MODELLO	EAN	CONFEZIONE
32569	nera	8023279325690	1
32570	blu	8023279325706	1
32571	bordeaux	8023279325713	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325690

CODICE GEF

32569



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697