

GEF Medica

Duofono "wan" - Lira Rosa

Codice GEF (SKU) 32578

Duofono WAN adulti - rosa - latex free Linea classica con padiglione in lega cromato, anello a vite in plastica, archetto con molla esterna, finiture in PVC in tinta con la lira con ghiera antibrivo. Prodotto con performance acustiche eccellenti. Padiglione: Ø 45 mm. Campana: Ø 30 mm. Lunghezza tubo: 63 cm, diametro interno 4,2 mm, esterno 8 mm. Confezionato in scatola di cartone. Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, HR, GR, BG, RO, PL, HU, SE, FI, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Duofono WAN adulti - rosa - latex free
- Linea classica con padiglione in lega cromato, anello a vite in plastica, archetto con molla esterna, finiture in PVC in tinta con la lira con ghiera antibrivo. Prodotto con performance acustiche eccellenti.
- Padiglione: Ø 45 mm. Campana: Ø 30 mm.
- Lunghezza tubo: 63 cm, diametro interno 4,2 mm, esterno 8 mm.
- Confezionato in scatola di cartone.
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, HR, GR, BG, RO, PL, HU, SE, FI, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32578



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697