



Duofono "Jotarap" Lira

Dispositivo medico

Classe I

8 varianti

Codice GEF (SKU) **32579**EAN / GTIN **8023279325799**Confezione **1**

Duofono di tipo Sprague Rappaport con padiglione a doppia testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico! - 5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione Questo stetoscopio in lega di zinco comprende una testina cromata con campane di diverse grandezze che si adattano all'auscultazione di bambini e adulti per un'ampia gamma di suoni di cuore e polmoni. Testa con membrana grande e piccola. - Doppio tubo per una migliore trasmissione del suono Due tubi separati spessi 56 cm e senza lattice consentono la trasmissione del suono dal padiglione alle orecchie. - Fornito in scatola di cartone con kit di accessori in dotazione (32590)

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32579	arancione	8023279325799	1
32580	azzurro	8023279325805	1
32581	blu	8023279325812	1
32582	fucsia	8023279325829	1
32583	giallo	8023279325836	1
32584	nero	8023279325843	1
32585	verde	8023279325850	1
32586	viola	8023279325867	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9005

EAN / GTIN

8023279325799

CODICE GEF

32579

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697