



## Duofono "Jotarap" Lira Trasparente

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32587**EAN / GTIN **8023279325874**Confezione **1**

Duofono di tipo Sprague Rappaport con padiglione a doppia testa, latex free venduto al prezzo di un fonendoscopio classico! - 5 strumenti in 1 per 5 tipi diversi di auscultazione Questo stetoscopio in lega di zinco comprende una testina cromata con campane di diverse grandezze che si adattano all'auscultazione di bambini e adulti per un'ampia gamma di suoni di cuore e polmoni. Testa con membrana grande e piccola. - Doppio tubo per una migliore trasmissione del suono Due tubi separati spessi 56 cm e senza lattice consentono la trasmissione del suono dal padiglione alle orecchie. - Fornito in scatola di cartone con kit di accessori in dotazione (32590)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**C9005**

EAN / GTIN

**8023279325874**

CODICE GEF

**32587**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697