



Stetoscopio Elettronico Linktop Con Bluetooth 5.0

Codice GEF (SKU) 32599

Stetoscopio Elettronico Linktop Con Bluetooth 5.0

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32599



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697