



3M Littmann Stetoscopio Core Digital 8490

Codice GEF (SKU) **32600**

EAN / GTIN **0707387792367**

Confezione **1**

STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE - lunghezza 69 cm • Codice 3M: 8490 • Tubo: nero • Finitura: nero Il nuovo stetoscopio digitale 3M™ Littmann® CORE offre l'acustica eccezionale, il confort e la qualità di uno stetoscopio Littmann® Cardiology IV, ai quali si aggiunge il potente attacco digitale CORE. Destinato per uso professionale e clinico su pazienti pediatrici e adulti. Caratteristiche tecniche Testina a due facce / dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici), 4,3 cm (1,7 pollici) Membrana fluttuante / materiale: resina eposs./fibra vetro Alimentazione batteria ricaricabile Tempo funzionamento 8 ore di trasmissione continua con batteria completamente carica Lunghezza totale 69 cm Peso netto: 232 g / testina: 87 g Spegnimento automatico 5 min.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testina: a due facce / dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici), 4,3 cm (1,7 pollici)
- Membrana: fluttuante / materiale: resina eposs./fibra vetro
- Alimentazione: batteria ricaricabile
- Tempo funzionamento: 8 ore di trasmissione continua con batteria completamente carica
- Lunghezza totale: 69 cm
- Peso: netto: 232 g / testina: 87 g
- Spegnimento automatico: 5 min.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0707387792367

CODICE GEF

32600



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697