



## 3M Littmann Stetoscopia Core Digital 8572 Finitura Arcobaleno Brillante

Codice GEF (SKU) 32601

EAN / GTIN 0707387793692

Confezione 1

STETOSCOPI DIGITALI 3M™ LITTMANN® CORE - lunghezza 69 cm • Codice 3M: 8572 • Tubo: nero • Finitura: arcobaleno Il nuovo stetoscopia digitale 3M™ Littmann® CORE offre l'acustica eccezionale, il confort e la qualità di uno stetoscopia Littmann® Cardiology IV, ai quali si aggiunge il potente attacco digitale CORE. Destinato per uso professionale e clinico su pazienti pediatrici e adulti. Caratteristiche tecniche Testina a due facce / dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici), 4,3 cm (1,7 pollici) Membrana fluttuante / materiale: resina eposs./fibra vetro Alimentazione batteria ricaricabile Tempo funzionamento 8 ore di trasmissione continua con batteria completamente carica Lunghezza totale 69 cm Peso netto: 232 g / testina: 87 g Spegnimento automatico 5 min.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Testina: a due facce / dimensioni: 3,3 cm (1,3 pollici), 4,3 cm (1,7 pollici)
- Membrana: fluttuante / materiale: resina eposs./fibra vetro
- Alimentazione: batteria ricaricabile
- Tempo funzionamento: 8 ore di trasmissione continua con batteria completamente carica
- Lunghezza totale: 69 cm
- Peso: netto: 232 g / testina: 87 g
- Spegnimento automatico: 5 min.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0707387793692

CODICE GEF

32601



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697