



Littmann Cardiology IV - 6155 - Verde Foresta

Codice GEF (SKU) 32609

EAN / GTIN 00707387789794

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm • Codice 3M: 6155 • Colore: verde foresta
Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni pi

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6155
- Colore: verde foresta Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai. - migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza - diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione) - lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità - diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe - tubo di nuova generazione a lunga durata - olive minute con sigillatura morbida

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789794

CODICE GEF

32609



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697