



LIRA colore blu

Codice GEF (SKU) **32623**

EAN / GTIN **8023279326239**

Confezione **1**

Lira di ricambio per stetoscopi. • Colore: blu

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279326239

CODICE GEF

32623



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697