

Lira Colore Arancione

Codice GEF (SKU) **32625**

Lira di ricambio per stetoscopi. • Colore: arancione

GEF Medica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lira di ricambio per stetoscopi.
- Colore: arancione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
32625



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697