

## Lira Colore Viola

Codice GEF (SKU) 32628

Lira di ricambio per stetoscopi. • Colore: viola

GEF Medica

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lira di ricambio per stetoscopi.
- Colore: viola

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**32628**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697