



Littmann Cardiology IV - 6163 - Nero - Black Edition

Codice GEF (SKU) **32632**

EAN / GTIN **00707387789848**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm • Codice 3M: 6163 • Colore: BLACK EDITION Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a capt

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6163
- Colore: BLACK EDITION Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai. - migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza - diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione) - lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità - diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe - tubo di nuova generazione a lunga durata - olive minute con sigillatura morbida

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387789848

CODICE GEF

32632



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697