



## Littmann Cardiology IV - 6165 - Nero - Finitura Arcobaleno

Codice GEF (SKU) **32634**

EAN / GTIN **00707387789862**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm • Codice 3M: 6165 • Colore: nero con finiture arcobaleno Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6165
- Colore: nero con finiture arcobaleno Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai. - migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza - diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione) - lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità - diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe - tubo di nuova generazione a lunga durata - olive minute con sigillatura morbida

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387789862**

CODICE GEF

**32634**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697