



## Littmann Cardiology IV - 6187C - Blu Mezzanotte - Finitura Acciaio Inox

Codice GEF (SKU) **32638**

EAN / GTIN **00707387814144**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm • Codice 3M: 6187C • Colore: blu mezzanotte - finitura acciaio inox Lo stetoscopio 3M™ Littmann

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6187C
- Colore: blu mezzanotte - finitura acciaio inox Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai. - migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza - diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione) - lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità - diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe - tubo di nuova generazione a lunga durata - olive minute con sigillatura morbida

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**00707387814144**

CODICE GEF

**32638**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697