



Coprifonendoscopio Maialino

Codice GEF (SKU) **32653**

EAN / GTIN **8023279326536**

Confezione **1**

Coprifonendoscopio maialino, ideale per l'uso in pediatria, si adatta ad ogni tipo di stetoscopio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279326536

CODICE GEF

32653



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697