



Coprifonendoscopio Draghetto

Codice GEF (SKU) 32654

EAN / GTIN 8023279326543

Confezione 1

Coprifonendoscopio draghetto, ideale per l'uso in pediatria, si adatta ad ogni tipo di stetoscopio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279326543

CODICE GEF

32654



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697