



## OLIVE RIGIDE A VITE bianche, per Classic/Wan/Trad

Codice GEF (SKU) **32658**

EAN / GTIN **8023279326581**

Confezione **1**

Olive auricolari rigide a vite - bianche ricambio per  
Classic/Wan/Yton/Duca/Regalite

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279326581**

CODICE GEF

**32658**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697