



## Astuccio Porta Fonendo

5 varianti

Codice GEF (SKU) **32665**

EAN / GTIN **8023279326659**

Confezione **1**

ASTUCCIO PORTA-FONENDO CLASSIC - blu Astuccio rigido protettivo di alta qualità per stetoscopi a tubo singolo di stile classico, disponibile in 3 colori. Un interno preformato mantiene lo stetoscopio in posizione, proteggendo la membrana sensibile e il tubo. Struttura leggera in plastica di etilene e acetato di vinile (EVA) e robusto guscio protettivo esterno rivestito in nylon 1680D. L'interno stampato preformato può anche essere rimosso per un utilizzo flessibile. Cerniera antipolvere e impermeabile sigillata con tira-zip in gomma facile da impugnare per una semplice apertura e chiusura. Tasca interna in rete per riporre gli accessori aggiuntivi. Dotato di maniglia per un facile trasporto. Dimensioni esterne 28x16x5 cm; Dimensioni interne 26,5x14,5x4 cm. Peso: 220 g Alloggiamenti preformati per olive Vassoio EVA estraibile, rivestito con tessuto multispandex

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	COLORE	EAN	CONFEZIONE
32665	blu	8023279326659	1
32667	bordeaux	8023279326673	1
32668	nero	8023279326680	1
32669	rosa	8023279326697	1
32670	turchese	8023279326703	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279326659**

CODICE GEF

**32665**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697