



## Sfigmo ERKA Vario

Dispositivo medico

Classe n/d

3 varianti

Codice GEF (SKU) 32671

EAN / GTIN 4250296151542

Confezione 1

SFIGMO ERKA VARIO

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo misurazione: 0-300 mmHg  $\pm 3$  mmHg
- Peso con cestino: 1.350 g
- Altezza carrello: 830-1.360 mm (regolabile)
- $\varnothing$  tubo: 18-25 mm
- Angolo orientamento: fino a 60°

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	MONTAGGIO	EAN	CONFEZIONE
32671	da tavolo	4250296151542	1
32672	da parete	8023279326727	1
32673	su carrello	8023279326734	1

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
n/dCND  
C9006EAN / GTIN  
4250296151542CODICE GEF  
32671

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697