



Littmann Cardiology IV - 6239 - Prugna - Finitura Arcobaleno Brillante - Connettore Viola

Codice GEF (SKU) **32674**

EAN / GTIN **00707387793722**

STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI • Lunghezza: 69 cm • Ø padiglione: 43/33 mm • Codice 3M: 6239 • Colore: prugna / finitura arcobaleno con connettore viola Lo stetoscopio 3M™

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STETOSCOPIO 3M™ LITTMANN® CARDIOLOGY IV - FINITURE SPECIALI
- Lunghezza: 69 cm
- Ø padiglione: 43/33 mm
- Codice 3M: 6239
- Colore: prugna / finitura arcobaleno con connettore viola Lo stetoscopio 3M™ Littmann Cardiology IV aiuta a captare anche i suoni più sottili, grazie all'acustica migliorata e al nuovo design, più versatile che mai. - migliore udibilità dei suoni ad alta frequenza - diaframmi sintonizzabili per l'auscultazione di frequenze alte e basse, senza girare il padiglione (sensibile alla pressione) - lato adulto e pediatrico per una maggiore versatilità - diaframma monoblocco, più facile da agganciare e pulire, con superficie liscia e senza crepe - tubo di nuova generazione a lunga durata - olive minute con sigillatura morbida

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

00707387793722

CODICE GEF

32674



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697