



MEMBRANA diam. 44 mm per Classic, Wan e Yton

Codice GEF (SKU) 32678

EAN / GTIN 8023279326789

Confezione 10

Membrana Ø 44 mm - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279326789

CODICE GEF

32678



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697