



Kit Heine Family Sfigmomanometro "G7" con 3 Bracciali - M-000.09.554

Codice GEF (SKU) 32679

KIT FAMIGLIA SFIGMOMAMOMETRO HEINE GAMMA® G7 - manometro in alluminio - M-000.009.554 Con 3 bracciali: pediatrico, adulto small, adulto. Con la nuova linea latex free Heine Gamma®, propone sfigmo aneroidi di altissima qualità e con un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G7 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine. Latex free. - struttura robusta antiurto - struttura molto resistente costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione - micro-filtro per proteggere la valvola e il manometro - monopalla di grandi dimensioni per velocizzare il gonfiaggio Garanzia: 10 anni. Il cucchiaino sulla pera può essere impostato sia per gli utenti destri che mancini Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- KIT FAMIGLIA SFIGMOMAMOMETRO HEINE GAMMA® G7 - manometro in alluminio - M-000.009.554
- Con 3 bracciali: pediatrico, adulto small, adulto.
- Con la nuova linea latex free Heine Gamma®, propone sfigmo aneroidi di altissima qualità e con un rapporto qualità-prezzo ineguagliabile.
- Un design moderno e funzionale combinato con un'eccezionale durata e precisione di misurazione fanno di Heine G7 degli strumenti ideali per l'utilizzo clinico ed ambulatoriale di lungo termine.
- Latex free.
- struttura robusta antiurto
- struttura molto resistente costruita con materiali che assorbono gli urti, frutto della tecnologia di stampa a iniezione
- micro-filtro per proteggere la valvola e il manometro
- monopalla di grandi dimensioni per velocizzare il gonfiaggio
- Garanzia: 10 anni.
- Il cucchiaino sulla pera può essere impostato sia per gli utenti destri che mancini
- Made in Germany.

CODICE GEF

32679



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it