



Bracciale per Infusione 500 ML

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 32680

EAN / GTIN 8023279326802

Confezione 1

Bracciale per trasfusione economico - 500 cc Manometro cromato Ø 49 mm fino a 300 mmHg. Bracciali resistenti, in cotone blu, lavabili a 60° Contiene lattice.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

B99

EAN / GTIN

8023279326802

CODICE GEF

32680



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697