



(32860 + 32861)

Bracciale Infusione Riester Metpak 5.000 MI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32682**EAN / GTIN **4045396121836**Confezione **1**

BRACCIALE TRASF RIESTER METPACK® - 5000 cc Manometro cromato di alta qualità, Ø 49 mm fino a 300 mmHg. Latex free. Bracciali resistenti, in cotone blu, lavabili a 60°C Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12030399

EAN / GTIN

4045396121836

CODICE GEF

32682

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697