



# Bracciale Infusione Riester Metpak 3.000 MI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32683**EAN / GTIN **8023279326833**Confezione **1**

Bracciale per trasfusione Riester Metpack® - 3000 cc - latex free  
Manometro cromato Ø 49 mm fino a 300 mmHg. Bracciali resistenti, in cotone blu, lavabili a 60° Produzione tedesca.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**L160301**

EAN / GTIN

**8023279326833**

CODICE GEF

**32683**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697