



## Bracciale Infusione Riester Metpak 500 ML

Codice GEF (SKU) **32684**

EAN / GTIN **4045396138780**

Bracciale per trasfusione Riester Metpack® - 500 cc - latex free  
Manometro cromato Ø 49 mm fino a 300 mmHg. Bracciali resistenti, in cotone blu, lavabili a 60° Produzione tedesca.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Bracciale per trasfusione Riester Metpack® - 500 cc - latex free Manometro cromato Ø 49 mm fino a 300 mmHg. Bracciali resistenti, in cotone blu, lavabili a 60° Produzione tedesca.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396138780**

CODICE GEF

**32684**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697