



Bracciale Infusione Riester Metpak

Dispositivo medico

Classe I

3 varianti

Codice GEF (SKU) 32685

EAN / GTIN 4045396007536

Confezione 1

Bracciale per trasfusione Riester Metpack® - 1000 cc - latex free
Manometro cromato Ø 49 mm fino a 300 mmHg. Bracciali resistenti, in cotone blu, lavabili a 60° Produzione tedesca.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
32685	1.000 ml	4045396007536	1
32683	3.000 ml	8023279326833	1
32682	5.000 ml	4045396121836	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

A030104

EAN / GTIN

4045396007536

CODICE GEF

32685



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697