



Sfigmo Sanaphon con Fonendo

Codice GEF (SKU) **32686**

EAN / GTIN **04045396002012**

SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato Sfigmomanometro classico per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO SANAPHON® con stetoscopio integrato Sfigmomanometro classico per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco. Tolleranza massima di errore ± 3 mmHg. Custodia con cerniera in dotazione. Corpo in alluminio leggero e solido resistente alla corrosione. Manico a cucchiaio in acciaio inossidabile Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

04045396002012

CODICE GEF

32686



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697