



Sfigmo E Mega

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) **32687**EAN / GTIN **4045396178564**Confezione **1**

SFIGMO E-MEGA® - bianco - adulti Bracciale con polmone integrato disinfettabile e senza lattice. - gonfiaggio rapido del bracciale grazie all'ergonomica forma a cucchiaio - precisione nel tempo grazie alla membrana speciale in rame-berillio temprato, componente di precisione per una resistenza alla pressione fino a 600 mmHg - tolleranza massima di errore ± 3 mmHg - confortevole, valvola di sfiato anti-usura con regolazione di precisione

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
4045396178564CODICE GEF
32687

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697