



## Sfigmo Aneroide Erka Perfect

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32688

EAN / GTIN 4250296149433

Confezione 1

Sfigmomanometro tradizionale a 2 tubi con valvola di rilascio a vite per regolazioni sensibili e bracciale in velcro. - Quadrante 48 mm - Manometro in ottone cromato Produzione tedesca. 3 anni di garanzia

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**4250296149433**CODICE GEF  
**32688**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697