



## Sfigmo Palmare Kobe

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32690

EAN / GTIN 6970384251852

Confezione 1

SFIGMOMANOMETRO PALMARE KOBE Sfigmomanometro di tipo palmare economico, leggero, con manometro affidabile dal quadrante grande per facilitare la lettura. Scala 0-300 mmHg, graduata ogni 2 mmHg. Bracciale in nylon per adulti, polmone in PVC, pompetta di gonfiaggio in PVC con impugnatura, valvola di sfogo nichelata in nero. Fornito in astuccio in vinile per il trasporto, con manuale e scatola in 10 lingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, HU, Arabo). Leggero, solo 135 g

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**6970384251852**CODICE GEF  
**32690**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697