



Sfigmo Aneroide Erka Kobold

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32691

EAN / GTIN 4250296150286

Confezione 1

Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato ø 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. I codici 32693, 32695, 32696 sono latex free. Prodotto in Germania, originale ERKA.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
4250296150286CODICE GEF
32691

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697