



Sfigmomanometro Aneroide Yton — Componente Unico

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **32692**EAN / GTIN **8023279326925**Confezione **1**

Lo sfigmomanometro aneroidale GIMA Yton integra manometro e bracciale in un unico componente, per una misurazione della pressione semplice e veloce. Design compatto e maneggevole, ideale per la misurazione manuale in studio e a domicilio. I dati tecnici e di conformità completi sono riportati nelle schede dedicate qui sotto.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C9006

EAN / GTIN

8023279326925

CODICE GEF

32692

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697