



## Sfigmo Minimus III - Doppio Tubo - 1342

Codice GEF (SKU) **32694**

EAN / GTIN **4045396001879**

SFIGMO MINIMUS® III - 2 tubi Sfigmomanometri aneroidi di alta qualità, compatti e anticorrosione, con un connettore avvitabile cromato per il tubo e con un manico ergonomico a forma di cucchiaio in ac

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- SFIGMO MINIMUS® III - 2 tubi Sfigmomanometri aneroidi di alta qualità, compatti e anticorrosione, con un connettore avvitabile cromato per il tubo e con un manico ergonomico a forma di cucchiaio in acciaio inox. Pera con lattice, con valvola di sfiato cromata. Valvola di sfiato precisa e anti-usura, con regolazione fine. Quadrante graduato lineare di alluminio Ø 49 mm, fino a 300 mmHg. Tolleranza massima di errore:  $\pm 3$  mmHg. Fornito con bracciale per adulti e borsa in vinile con cerniera. Made in Germany. Connettori in metallo per cambiare facilmente e rapidamente il bracciale

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**4045396001879**

CODICE GEF

**32694**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697