



## Sfigmo Erka Kobold Kit 3 Bracciali

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32695

EAN / GTIN 4250296155359

Confezione 1

Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato ø 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. I codici 32693, 32695, 32696 sono latex free. Prodotto in Germania, originale ERKA. Include 3 polsini pediatrici: - Ragazzo: 20.5-28 centimetri - Bambini: 14-21,5 centimetri - Infant: 10-15 cm

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**4250296155359**CODICE GEF  
**32695**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697