



Sfigmo Aneroide Erka Kobold Kit 6 Bracciali

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32696

EAN / GTIN 4250296155410

Confezione 1

Sfigmomanometri ad 1 tubo, eleganti e compatti per utilizzo frequente in ambulatori clinici e ospedali. Manometro di precisione, in alluminio anodizzato ø 48 mm. Valvola di riduzione dell'aria a sensibilità regolabile, finitura cromata di alta qualità. Scale: 300 mmHg, divisione scala 2 mm. Prodotto in Germania, originale ERKA. Latex free. Include 6 polsini: - Coscia: 42-54 centimetri - Adulti di grandi dimensioni: 34-43 centimetri - Adulti: 27-35 centimetri - Ragazzo: 20.5-28 centimetri

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
4250296155410CODICE GEF
32696

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697