



## Sfigmo Erka Switch Simplex 2 Tubi

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32697

EAN / GTIN 4250296160476

Confezione 1

RKA SWITCH SIMPLEX - Ø quadrante 56 mm - 2 tubi grigi - 294.408.94 Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. La ricopertura della scala è resistente agli agenti chimici ed è infrangibile. Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg  $\pm 1\%$ . Fornito con astuccio. Prodotto in Germania. Garanzia: 2 anni.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**I M**CND  
**C9006**EAN / GTIN  
**4250296160476**CODICE GEF  
**32697**

#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697