



Sfigmo Aneroide Erka Switch 2.0 Confort

Dispositivo medico

Classe I M

Codice GEF (SKU) 32698

EAN / GTIN 4250296150729

Confezione 1

ERKA SWITCH 2.0 - CONFORT quadrante Ø 56 mm - 1 tubo grigio - 293.204.93 Eccellente ergonomia e facilità di adattamento per destri e mancini. Realizzato in policarbonato resistente agli urti, ha superato i test di caduta AAMI SP9. Ricopertura della scala resistente agli agenti chimici e infrangibile. Valvola a vite in ottone, facilmente regolabile con precisione. Scala di misurazione 0-300 mmHg $\pm 1\%$. Fornito con astuccio.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
I MCND
C9006EAN / GTIN
4250296150729CODICE GEF
32698

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697